



Yes, you can.[®]

> Invacare[®] Lynx[™]

Micro, ligero y transportable : el nuevo scooter Invacare[®] Lynx[™]

El *Invacare[®] Lynx[™]* es el micro scooter que le proporcionará la autonomía que necesita. Es el compañero ideal para las actividades de la vida cotidiana como por ejemplo ir de compras a un centro comercial o pasear por el centro de la ciudad –¡ y todo esto sin esfuerzo! . Gracias a sus reducidas dimensiones, cabe perfectamente en el maletero del coche y se desmonta con facilidad y sin esfuerzo. Con el *Lynx[™]*, los desplazamientos al parque o a las tiendas se convierten en un placer.



De fácil uso y manejo

Museos, paseos por el parque o por la ciudad, teatros, comercios, el *Invacare® Lynx™* le lleva a cualquier parte, incluso en espacios reducidos.



Seguro y cómodo

Lynx™ ofrece una gran variedad de regulaciones para una posición sentada cómoda y segura : asiento giratorio a 360° ajustable en altura , columna de conducción y reposabrazos ajustables. Con el *Lynx™*, el confort es una prioridad, sin prescindir de la potencia : puede alcanzar hasta 8 km/h. Además está equipado con ruedas antipinchazo para más seguridad

Características y opciones




Fácilmente desmontable en 4 partes

¡Desmontar el *Lynx™* y transportarlo en un maletero es un juego de niños!



Baterías transportables

Las baterías se pueden cargar tanto en el scooter como aparte.



Panel de control intuitivo

De fácil uso y comprensión.

Datos Técnicos*

* Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.



43 cm



38 cm



37 - 42 cm



40 cm



50 cm



101 cm




39 kg (sin baterías)
49 kg (con baterías)



135 kg



2 x 12 Ah



127 cm



5 cm



8°



150 W



16 km

Colores



Plata



Azul Zafiro

Tapizado



Vinilo negro



8 km/h

Toda la información facilitada se supone correcta en el momento de la impresión.

Invacare® se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.