



## ➤ Invacare® Alizé

**H2080**

Chasis en acero alta calidad galvanizado y tratamiento de la superficie epoxy. Respaldo y asiento ergonómico en ABS alta calidad.

- Reposabrazos abatibles: fácil transferencia.
- Puños de empuje.
- Reposapiés abatibles.
- Frenos en las ruedas traseras.

### Piezas

- |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| ❶ Respaldo                            | I410053  |
| ❷ Asiento                             | I410052  |
| ❸ Ruedas delanteras, Ø 100 mm         | W2001    |
| ❹ Ruedas traseras con freno, Ø 100 mm | W2002    |
| ● Kit de tornillería                  | I410491A |